

Bioline™ HIV 1/2 3.0

The 3rd Generation of antibodies to HIV-1/HIV-2 Test
 Test de 3e generation pour la detection des anticorps anti-VIH-1/VIH-2
 La 3.ª generacion de la prueba para la deteccion de anticuerpos para VIH-1/VIH-2
 A 3ª geracao de anticorpos para o teste VIH-1/VIH-2


PREPARATION / PRÉPARATION / PREPARACIÓN / PREPARAÇÃO

- 1** **EN** Open the package and look for the following:
 1. Multi-device tests with desiccant in individual foil pouch
 2. Assay diluent
 3. Instructions for use
- FR** Ouvrir le kit et vérifier les éléments suivants:
 1. Cassettes-tests emballées avec un agent déshydratant
 2. Diluant du test
 3. Mode d'emploi
- ES** Abra el empaque y busque a continuación:
 1. Dispositivos de prueba en bolsas con un desecante
 2. Diluyente del ensayo
 3. Instrucciones de uso
- PT** Abra a embalagem e observe abaixo:
 1. Dispositivo com testes em bolsas de alumínio com um dessecante
 2. Diluente do ensaio
 3. Instruções de utilização

- 2** **EN** First, carefully read the instructions for using the Bioline™ HIV 1/2 3.0 test kit.
- FR** Commencer par lire attentivement le mode d'emploi du kit de test Bioline™ HIV 1/2 3.0.
- ES** Primero, lea detenidamente las instrucciones de uso del kit de análisis Bioline™ HIV 1/2 3.0.
- PT** Primeiro, leia cuidadosamente as instruções para utilizar o kit de teste Bioline™ HIV 1/2 3.0.


- 3** **EN** Next, look at the expiration date on the back of the foil pouch. If the expiration date has passed, use another kit.
- FR** Vérifier ensuite la date d'expiration à l'arrière de l'emballage en aluminium. Si la date d'expiration est dépassée, utiliser un autre kit.
- ES** A continuación, compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior de la bolsa de papel de aluminio. Si la fecha de caducidad ha vencido, utilice otro kit.
- PT** A seguir, verifique o prazo de validade na parte posterior da bolsa de folha de alumínio. Se o prazo de validade tiver sido ultrapassado, utilize outro kit.

- 4** **EN** Open the foil pouch and look for the following:
 1. Result window
 2. Specimen well & Assay diluent well
- FR** Ouvrir l'enveloppe et vérifier les éléments suivants:
 1. Fenêtre des résultats
 2. Puits d'échantillon et diluent
- ES** Abra el empaque de aluminio y busque lo siguiente:
 1. Ventana de Resultados
 2. Pozo de muestra & diluyente del ensayo
- PT** Abra o envelope e observe:
 1. Janela de resultado
 2. Janela de amostra e diluente de amostra




TEST PROCEDURE / RÉALISATION DU TEST / PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA / PROCEDIMENTO DE TESTE

- 1** **EN** Dispense 10 µl of plasma or serum (20 µl of blood) into the specimen well using a micropipette.
- FR** Transférer 10 µl de plasma ou sérum (20 µl de sang) dans le puits d'échantillon utilisant une micropipette.
- ES** Agregar 10 µl de plasma o suero (20 µl de sangre) dentro del pozo de muestra usando micropipeta.
- PT** Adicione 10 µl de plasma ou soro (20 µl de sangue) na janela de amostra usando uma micropipeta.



- 2** **EN** Dispense 4 drops of assay diluent into the specimen well.
- FR** Ajouter 4 gouttes de diluant dans le puits d'échantillon.
- ES** Adicione 4 gotas del diluyente del ensayo dentro del pozo de la muestra.
- PT** Adicione 4 gotas de diluente de ensaio na janela de amostra.



- 3** **EN** Time to result is 10 to 20 minutes. After adding the diluent, read the result after 10 minutes but not more than 20 minutes. If the test result is not legible after 10 minutes due to high background color, read again later but within 20 minutes of adding the diluent. Do not read after 20 minutes.

- FR** Le délai d'obtention du résultat est compris entre 10 et 20 minutes. Après l'ajout du diluant, lire le résultat au bout de 10 minutes mais pas après 20 minutes. Si le résultat du test n'est pas lisible au bout de 10 minutes en raison de la couleur foncée de l'arrière plan, essayer une nouvelle fois de lire le résultat dans un délai maximum de 20 minutes. Ne pas lire le résultat au-delà de ce délai.

- ES** El tiempo de obtención de los resultados oscila entre 10 y 20 minutos. Tras añadir el diluyente del ensayo, lea el resultado después de 10 minutos (pero no espere más de 20 minutos). Si no puede leer el resultado del ensayo después de 10 minutos porque no se distingue del color de fondo, consulte el resultado de nuevo 20 minutos después de añadir el diluyente. No consulte el resultado una vez pasados 20 minutos.


- PT** O tempo para obter o resultado é de 10 a 20 minutos. Leia o resultado 10 minutos (e no máximo 20 minutos) depois de adicionar o diluente. Se não conseguir ler o resultado do teste após 10 minutos porque a cor de fundo não permite distinguir, volte a consultar o resultado no período de 20 minutos depois de ter adicionado o diluente. Uma vez passados os 20 minutos, não consulte o resultado.



INTERPRETATION / INTERPRÉTATION / INTERPRETACIÓN / INTERPRETAÇÃO

Negative / Négatif / Negativo

- EN** The presence of only the control line "C" within the result window indicates a negative result.
- FR** La présence de la seule bande de contrôle "C" dans la fenêtre de résultat indique un résultat négatif.
- ES** La presencia de únicamente una línea de control "C" dentro de la ventana de resultados indica un resultado negativo.
- PT** A presença apenas da banda de controlo "C" dentro da janela de resultados indica um resultado negativo.




Positive / Positif / Positivo

- EN** ⚠ **Caution** : The presence of any test line, no matter how faint, the result is considered positive.
- FR** ⚠ **Attention** : si la ligne de test est présente, même très pâle, le résultat est considéré comme positif.
- ES** ⚠ **Precaución** : La presencia de cualquier línea de prueba, aunque sea de un color débil, indica que el resultado es positivo.
- PT** ⚠ **Atenção** : a presença de qualquer linha de teste, mesmo sendo muito tênue, significa que o resultado é considerado positivo.

HIV-1 Positive / Positif / Positivo

2 LINES / 2 BANDES / 2 LÍNEAS / 2 LINHAS


- EN** When 2 lines appear
- FR** Apparition de 2 bandes
- ES** Cuando aparecen 2 líneas
- PT** Quando aparecem 2 linhas



HIV-2 Positive / Positif / Positivo


2 LINES / 2 BANDES / 2 LÍNEAS / 2 LINHAS

- EN** When 2 lines appear
- FR** Apparition de 2 bandes
- ES** Cuando aparecen 2 líneas
- PT** Quando aparecem 2 linhas



3 LINES / 3 BANDES / 3 LÍNEAS / 3 LINHAS


- EN** When 3 lines appear "C", "1" and faint "2" Line
- FR** Apparition de 3 bandes Bande "C", Bande "1", et Bande "2" floue
- ES** Cuando aparecen 3 líneas Líneas "C", "1" y "2" débil
- PT** Quando aparecem 3 linhas Linha controle Linha "1", e Linha "2" fraca



- EN** If line "1" is darker than line "2", it should be interpreted as HIV-1 positive only. (Not HIV-2 positive)
 Faint line : By homology in the amino acid sequence of HIV Type-1 and HIV Type-2.
- FR** Bande "1" plus foncée que Bande "2", doit être interprété comme VIH-1 positif. (Non positif au VIH-2)
 Bande floue : par homologie des séquences d'acides aminés des types VIH-1 et VIH-2.
- ES** Cuando la línea "1" es más oscura que la línea "2", debe ser interpretado como HIV-1 positivo únicamente. (No HIV-2 positivo)
 Por similitud en la secuencia de aminoácidos de HIV Tipo-1 y HIV Tipo-2.
- PT** Quando a linha "1" apresenta-se mais escura que a linha "2", o teste deve ser interpretado como HIV-1 positivo. (HIV-2 não positivo)
 Por similaridade na sequência de aminoácidos do HIV tipo 1 e HIV tipo 2.

3 LINES / 3 BANDES / 3 LÍNEAS / 3 LINHAS

- EN** When 3 lines appear "C", "2" and faint "1" Line
- FR** Apparition de 3 bandes Bande "C", Bande "2", et Bande "1" floue
- ES** Cuando aparecen 3 líneas Líneas "C", "2" y "1" débil
- PT** Quando aparecem 3 linhas Linha controle Linha "2", e Linha "1" fraca



- EN** If line "2" is darker than line "1", it should be interpreted as HIV-2 positive only. (Not HIV-1 positive)
 Faint line : By homology in the amino acid sequence of HIV Type-1 and HIV Type-2.
- FR** Bande "2" plus foncée que Bande "1", doit être interprété comme VIH-2 positif. (Non positif VIH-1)
 Bande floue : par homologie des séquences d'acides aminés des types VIH-1 et VIH-2.
- ES** Cuando la línea "2" es más oscura que la línea "1", debe ser interpretado como HIV-2 positivo únicamente. (No HIV-1 positivo)
 Por similitud en la secuencia de aminoácidos de HIV Tipo-1 y HIV Tipo-2.
- PT** Quando a linha "2" apresenta-se mais escura que a linha "1", o teste deve ser interpretado como HIV-2 positivo. (HIV-1 não positivo)
 Por similaridade na sequência de aminoácidos do HIV tipo 1 e HIV tipo 2.

Remark / Remarque / Comentario / Nota

- EN** [Both HIV-1 and HIV-2 Positive]
 If the band intensity between line 1 and line 2 is so similar to each other, even very rare, it can be both positive for HIV-1 and HIV-2. In this case, confirm test using Western Blot is recommended to know exact virus type.


- ES** [HIV-1 y HIV-2 Positivo]
 Si la intensidad de la banda entre la línea 1 y la línea 2 es tan similar a las otras, aunque es muy raro, puede ser tanto positiva para VIH-1 y VIH-2. En este caso, confirmar la prueba usando Western Blot es recomendado para conocer el exacto tipo de virus.

- FR** [VIH-1 et VIH-2 positif]
 Si la densité de la bande des ligne 1 et la ligne 2 sont similaire, malgré que cela est très rare, il peut être positif pour le VIH-1 et le VIH-2. En ce cas, le test Western Blot est recommandé pour confirmer le type du virus.

- PT** [HIV-1 e HIV-2 ambos positivos]
 Se a intensidade da banda entre a linha 1 e a linha 2 é muito semelhante a outra, mesmo muito raros, pode ser tanto positivo para VIH-1 e VIH-2. Neste caso, confirmar utilizando o teste Western Blot que é recomendado para saber exactamente qual é o tipo de vírus.

Invalid / Invalide / No valido / Inválido

- EN** No "C" line or/and pink/purple smear
- FR** Absence de ligne "C" et/ou le bruit de fond rose/violet
- ES** Sin la línea "C" y / o el color rosa/púrpura
- PT** Na linha "C" a presença da cor roxa ou rosa pode indicar uma mancha ou um borrão



Glossary of symbols / Glosaire des symboles / Glosario de símbolos / Glossário de símbolos			
	Temperature limitation Limites de température Limitaciones de temperatura Limites de temperatura		Use By Date de péremption Fecha de caducidad Utilizar até
	For in vitro diagnostic use only Pour diagnostic in vitro uniquement Solo para uso de diagnóstico in vitro Somente para uso de diagnóstico in vitro		Catalog Number Code produit Número de Referência Número de Catálogo
	Do not reuse Usage unique No réutiliser Não reutilizar		Contains sufficient for X tests Permet de réaliser X tests Contenido suficiente para X pruebas Contém o suficiente para X testes
	Keep dry Conservar au sec Manténgase seco Conservar seco		Keep away from sunlight Conserver à l'abri de la lumière du soleil Manténgase fuera de la luz del sol Manter afastado da luz solar
	Biological Risks Risques biologiques Riscos biológicos Riscos biológicos		Do not use if package is damaged Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé No utilizar si el envase está dañado Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Manufacturer Fabricant Fabricante Fabricante		Date of manufacture Date de fabrication Fecha de fabricación Data de fabricacao
			Caution Attention Precaución Atenção